


**OFERUJEMY NAJLEPSZE NA RYNKU OSMOMETRY, KALIBRATORY  
ORAZ WZORCE FIRMY**



**WYBRANE MODELE  
OSMOMETRÓW:**

**Model 3320:**

**Cena netto:  
55.000 zł**



Objętość próbki:	<b>20µL</b>
Czas pomiaru w sekundach:	<b>60</b>
maksymalna liczba próbek:	<b>1</b>
Jednostki:	<b>mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Rozdzielczość:	<b>1 mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Zakres pomiarowy:	<b>od 0 do 2000 mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Dodatkowe opcje:	<b>czytnik kodów kreskowych, drukarka</b>
Cena:	<b>55.000,00 zł netto</b>

**Model 210:**



Objętość próbki:	<b>20µL</b>
Czas pomiaru w sekundach:	<b>90</b>
maksymalna liczba próbek:	<b>1</b>
Jednostki:	<b>mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Rozdzielczość:	<b>1 mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Zakres pomiarowy:	<b>od 0 do 2000 mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Dodatkowe opcje:	<b>czytnik kodów kreskowych, drukarka</b>
Cena:	<b>55.000,00 zł netto</b>

**Model 3250:**



Objętość próbki:	<b>0,2 - 0,25 mL</b>
Czas pomiaru w sekundach:	<b>120 - 180</b>
maksymalna liczba próbek:	<b>1</b>
Jednostki:	<b>mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Rozdzielczość:	<b>1 mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Zakres pomiarowy:	<b>od 0 do 4000 mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Dodatkowe opcje:	<b>czytnik kodów kreskowych</b>
Uwagi:	<b>wbudowana drukarka</b>
Cena:	<b>65.000,00 zł netto</b>

**Model 2020:**



Objętość próbki:	<b>20µL</b>
Czas pomiaru w sekundach:	<b>90</b>
Maksymalna liczba próbek:	<b>20</b>
Liczba badanych próbek / godzinę:	<b>do 40</b>
Jednostki:	<b>mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Rozdzielczość:	<b>1 mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Zakres pomiarowy:	<b>od 0 do 2000 mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Uwagi:	<b>wbudowana drukarka</b>
Dodatkowe opcje:	<b>czytnik kodów kreskowych</b>
Cena:	<b>120.000,00 zł netto</b>

**Model 3900**



Objętość próbki:	<b>0,2 - 0,3 mL</b>
Czas pomiaru próbki w sekundach:	<b>90</b>
Maksymalna liczba próbek:	<b>30</b>
Liczba badanych próbek / godzinę:	<b>do 30</b>
Jednostki:	<b>mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Rozdzielczość:	<b>1 mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Zakres pomiarowy:	<b>od 0 do 4000 mOsm/kg H<sub>2</sub>O</b>
Uwagi:	<b>wbudowana drukarka</b>
Dodatkowe opcje:	<b>czytnik kodów kreskowych</b>
Cena:	<b>210.000,00 zł netto</b>